

Zibo Flow Auto

Selvindstillelig, dynamisk, trykafastende helmadras

Zibo Flow Auto er en innovativ nyhed inden for tryksårsforebyggelse. Den dynamiske luftmadras forbedrer komforten for brugeren og letter arbejdet for plejepersonalet.



Madrasen

Zibo Flow Auto består af 21 luftceller, som alle er lavet af TPU. Det gør madrassen helt lydløs, når patienten forflytter sig, og giver et mere fast fundament til forflytning på madrassen. Samtidig giver den bløde overflade på cellerne en bedre komfort. Ydermere er madrassens celler designet med Cell-on-cell teknologien, der øger sikkerheden ved strømsvigt da madrassen holder luft i mere end 48 timer efter strømsvigt. De 8 midterste celler er ventilerende. Det forebygger fugtdannelse, hvilket sikrer et bedre mikroklima mellem madras og borger. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1-4.

Automatisk brugertilpasset pumpe

Pumpen i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt, og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 5, 10 eller 15 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres, over 5 niveauer. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirmfunk-

tionen gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Auto-firm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en audiovisuel alarm i gang.

Fokus på håndterbarhed og brugervenlighed

Zibo Flow Auto Top er nem at håndtere både før og efter brug. Service er nemt og billigt. Skulle en celle blive defekt, kan den nemt udskiftes. Den store lynlås gør det hurtigt at fjerne eller skifte betrækket ved vask.

Hygiejne

Madrassen lever op til de hygiejniske krav og standarder. Der er et stort overlap hen over lynlåsen, og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.

Rengøring

Både madras og pumpe kan desinficeres med almindelige desinfektionsmidler. Betrækket bør vaskes ved max. 80° C.

Zibo Flow Auto

Selvindstillelig, dynamisk, trykaflastende helmadras

Takket være de unikke luftceller, er madrassen nærmest lydløs, når patienten forflyttes. Det er med til at give færre opvågninger og forstyrrelser.



Forebyggelse og behandling

Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1-4.

Automatisk brugertilpasset pumpe

Madrassen indstiller sig automatisk efter brugerens vægt.

Brugervenlig

Zibo Flow Auto er nem at håndtere både i forhold til vask og service. Enkelte celler kan nemt udskiftes.

Hygiejne

Lynlåsen er sikret mod indtrængen af fugt, og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.

Tekniske data

83x200x20 cm

HMI nr.: 119861

88x200x20 cm

HMI nr.: 119864

Pumpe (inkl.)

3,4 kg | 26x23x11 cm

Elektricitet AC230V

50 Hz, 500mA

Lyd: >30dB

Serviceindikator

Panellås

Sensorteknologi

Alarm til/fra

Brugervægt: 30-180 kg.

Sammensætning: 21 Cell-on-cell luftceller

Materiale:

Betræk: Nylon/PU

Celler: TPU

Bundstykke: PU/nylon

Funktion: Automatisk pumpe med indstillelig cyklustid. TPU-celler der øger komforten. 8 ventilerede celler sikrer et bedre mikroklima.

Vedligeholdelse: Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.

Vores faglige konsulenter er klar med gode råd og valg af den rigtige specialmadras. Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne. Ring: 70 500 407